





*... makes the difference*



**RECOMMENDATION OF  
DR. BASSAM RABIE**

see it feel it test it

devemed  
... makes the difference



## Dr. Bassam F. Rabie

Dr. Bassam F. Rabie graduated from the Faculty of Dental Medicine, Cairo University in 1992, where he received his BDS. He was appointed a teaching position in the Faculty of the Dental School for 3 years. In 1997 Dr. Bassam finished his Implant Prosthodontic Residency Speciality Program from the School of Dental Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Later the next year in 1998, he became a fellow of the AAIP (American Academy of Implant Prosthodontics). Since 1994 Dr. Bassam had his private practice and since 1997 he has been limiting his dental work to Implants and Prosthodontics. In the year 2000, he owned the EIC (Esthetics Implant Center) which was one of the Implant specialized centers in Egypt, and since 2002, Dr. Bassam started his own private implant courses in addition to other implant courses he directed and was involved with some of the Elite Implant Associations inside and outside Egypt.



*Dr. Bassam Rabie* 


Dr. Bassam has lectured both nationally and internationally in many countries from international meetings to specialized implant courses specially in the topic of Biomechanical Considerations in Implant Prosthodontics, from a surgical and prosthodontic aspect and cosmetic and functional stability around implants in the esthetic zone, and Sinus Elevation and grafting techniques. Some of the countries are the United States of America, Spain, Italy, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Libya and Syria. Dr. Bassam has demonstrated many live transmission surgeries in these implant courses. Dr. Bassam has published several articles in national and international magazines. Dr. Bassam now is a partner, chairman and medical director of the Presidential Esthetics Center & Institute which is rated the number one center in Egypt and one of the leading dental centers of the world.

PresiDental Esthetics  
13 Demashk st. Heliopolis  
Cairo  
Egypt

# ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET nach Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET selon Dr. Bassam Rabie



Set: 10200-60

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-60 Item no. of the set: 10200-60 Set complet ref. 10200-60
1145-30 F	Mikro-Skalpellklingenthalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	
888-81 F	Interdentalraspatorium „Palti“ Interdental periosteal elevator „Palti“ Rugine interdentaire „Palti“	17,3 cm
2500-50 F	Papillenelevatorium „Wachtel“ Papilla elevator „Wachtel“ Décolleur papilles „Wachtel“	17,3 cm, 1,5/2,5 mm
PPS 1200 F	PPS Gingivektomiemesser # 1 „Salama“ PPS Gingivectomy knife # 1 „Salama“ PPS Couteaux à gingivectomie # 1 „Salama“	für Tunneltechnik for lateral tunnel procedures pour technique en tunnel
PPS 1500 F	PPS Gewebetransplantat Stopfer „Salama“ PPS Plugger for tissuegraft „Salama“ PPS Compacteur pour tissu „Salama“	für Tunneltechnik, fein gezahnt for lateral tunnel proce., fine serrated pour technique en tunnel
2302-62 F	Atraumatische Mikro-Pinzette Atraumatic micro forceps Micro-pinces atraumatique	17,3 mm, 1,3 mm
2302-50 F	Chirurgische Mikro-Pinzette 17,3 cm Dissecting tweezers, micro 17,3 cm Pince à dissection à griffe, micro 17,3 cm	1x2 / 0,8 mm, gerade 1x2 / 0,8 mm, straight 1x2 / 0,8 mm, droit
2315-60 F	Naht- und Membranpinzetten „Rabie“ Suture and membrane forceps „Rabie“ Pincettes à suture et à membrane „Rabie“	17,3 cm, Ø 2,2 mm
1089-21 F	Mikro-Nadelhalter mit Schere Micro needle holder with scissors Micro porte-aiguilles avec ciseaux	gebogen, mit Kreuzriefung, 17,3 mm, 0,8/1,5 mm curved, with cross serration, 17,3 mm, 0,8/1,5 mm courbés, striure en forme de croix, 17,3 mm, 0,8/1,5 mm
9100-07	GPM CLIP Wash Tray (177,5 x 127,5 x 33 mm)	

## Mikro-Skalpellklingenhalter

Micro-blade holders  
Manches pour micro lames

F-line SL

1145-30 F

F-line

15,0 cm

Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnittführung  
Light, rotatable and handy for precise circular incisions.  
Facilement maniable pour une incision précise.



Griff durch drehen öffnen und Klinge einschieben  
Open handle by turning and insert the blade  
Tourner la manche pour ouvrir et insérer la lame



Griff schließen > gebrauchsfertig  
Close handle > ready for use  
Fermer la manche > Prêt à l'emploi

## Raspatorien

Periosteal elevators  
Rugines, décolleurs

F-line SL



Dieses Raspatorium wurde speziell für den Einsatz in der Parodontalchirurgie konzipiert. Besonders im Rahmen von regenerativen Maßnahmen ist es für den Erfolg der Therapie entscheidend, dass nach dem Eingriff ein möglichst dichter Wundverschluss erreicht wird. Voraussetzung hierfür ist eine möglichst vollständige Erhaltung aller Weichteilteile, die für den angestrebten dichten Wundverschluss benötigt werden. Der interdental Bereich stellt hierbei oft ein Problem dar. Dieses sehr schmale und geschärfte Raspatorium erleichtert diese Aufgabe.



The periosteal elevator was designed specifically for use in periodontal surgery. It is crucial for the success of the therapy, especially in relation to regenerative measures, that tight wound closure is achieved after the surgery. A prerequisite for this is the maximum possible preservation of soft tissue. This problem is presented in the interdental area. This very narrow and sharpened periosteal elevator simplifies this task.



Cet instrument a été spécialement conçu pour les interventions dans la parodontologie. Pour faciliter la régénération des tissus et afin d'acquies une meilleure cicatrisation, il est utile d'avoir un instrument très fin avec une extrémité tranchante.

888-81 F

F-line

Palti

17,3 cm

Interdentalraspatorium  
Interdental periosteal elevator  
Rugine interdentaire

2,0 mm



2500-50 F

F-line

Wachtel

17,3 cm

Papillenelevatorium  
Papilla elevator  
Décolleur papilles

1,5 mm



# ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET nach Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET selon Dr. Bassam Rabie

## Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique

Instruments pour technique en tunnel

**F-line** SL



Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert.



The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces.



Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate.

**PPS 1200 F**

**F-line**

PPS # 1

17,3 cm

PPS | Gingivektomiemesser

PPS | Gingivectomy knife

PPS | Couteaux à gingivectomie



In dem bereits präparierten Tunnel wird mit diesem Instrument das Einbringen des Schleimhauttransplantats vorgenommen.

The mucous membrane transplant can be inserted into the pre-prepared tunnel using this instrument.

Sert à introduire le lambeau dans un tunnel préparé.

**PPS 1500 F**

**F-line**

PPS

17,3 cm

PPS | Gewebetransplantat Stopfer, fein gezahnt

PPS | Tissue graft plug, fine serrated

PPS | Compacteur pour tissu, denture fine



## Mikro-Pinzetten

Surgical forceps  
Pincès chirurgicales

**F-line RS**



**Atraumatische Mikro-Pinzetten** sind ein Kompromiss zwischen den stark fixierenden, jedoch gewebeschädigenden chirurgischen Pinzetten und den weniger gut, jedoch schonend fassenden anatomischen Pinzetten. Die feine Mikroverzahnung verhindert schon bei geringem Druck eine Perforation sowie ein Abgleiten des Gewebes und ermöglicht somit ein schonenderes Fassen.



Atraumatic micro forceps offer a compromise between the surgical forceps, which provide a strong grip yet damage tissue, and the less effective anatomical forceps, which however allow a gentle grip. The fine micro teeth prevent perforation and slippage of the tissue even at very slight pressure, thus enabling gentler gripping.



Une Micro-Pince atraumatique est un compromis entre la pince chirurgicale avec une fixation forte, mais avec le risque d'endommager les tissus, et la pince atraumatique avec fixation légère, mais en ménageant les tissus. La denture micro (très fine) empêche, par une légère pression de la pince, une perforation et un glissement des tissus. Cela permet la tenue en douceur.


**2302-62 F**

**F-line**



Cooley

1,3 mm  
17,3 cm



**Chirurgische Mikro-Pinzetten** sind mit ineinandergreifenden Zähnen (meint 1:2) versehen. Der Vorteil ist, dass ohne ein festes Zusammendrücken der Pinzette, die erfassten Gewebeteile sehr gut fixiert sind und ein stärkerer Zug ausgeübt werden kann. Dies verhindert eine Gewebsquetschung. Nachteilig können leicht verletzbare Strukturen wie Blutgefäße und Nerven durch die scharfen Zähne zerstört werden. Zum Erfassen solcher Strukturen ist eine anatomische Pinzette besser geeignet.

Surgical micro-forceps are equipped with interlocking teeth (1:2). The advantage of this is that soft tissue can be gripped very securely without pressing the forceps firmly together and greater tensile force can be applied. This prevents the tissue from being crushed. The disadvantage is that easily injured structures such as blood vessels and nerves can be destroyed by the sharp teeth. Anatomical forceps are more suitable when gripping structures of this kind.


Une Micro-Pince chirurgicale a la particularité que la denture qui s'engrène (1:2). L'avantage est de pouvoir saisir et fixer les tissus sans devoir exercer une forte pression sur la pince. Cela empêche l'endommagement des tissus. Effet négatif, des structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs peuvent être détruits par la denture pointue. Pour tenir ces structures, il est recommandé d'utiliser la pince anatomique.

**2302-50 F**

**F-line**



0,8 mm  
17,3 cm



# ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET nach Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

ESTHETIC SOFT TISSUE TUNNELING SET selon Dr. Bassam Rabie

**F-line** RS

## Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps  
Pincettes à suture et à membrane



Eine Nahtpinzette ermöglicht Ihnen eine optimale Einbringung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.



These suture tweezers allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.



Cette pince à oeillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.



**2315-60 F**

Dr. Bassam Rabie 17,3 cm



Dr. Bassam Rabie empfiehlt:  
Dr. Bassam Rabie recommends:  
Dr. Bassam Rabie recommande:



Diese Pinzette dient optimal als Fixations- und Nahtpinzette. Aufgrund der Formgebung der zweiteiligen Pinzette ist eine sichere Repositionierung des Weichgewebstransplantates gewährleistet. Die ringförmigen Enden des Arbeitsteils vermeiden ein Ausreißen des Weichgewebes.

This forceps serves perfect for fixation and suturing. The shaping of the double tweezers allows a safe reposition of the soft tissue graft. The circular tips avoid tearing of the tissue.

Cette pince sert à pince de fixation et de suture. Les deux parties de cette pince assurent un repositionnement sûr des tissus mous greffés. Les mors circulaires évitent une déchirure des tissus.



Anwendungsbeispiel 1:  
Example for use 1:  
Exemple d'utilisation 1:



Anwendungsbeispiel 2:  
Example for use 2:  
Exemple d'utilisation 2:






## Mikro-Nadelhalter mit Schere und Sperre

Micro needle holder with scissors and lock

Micro porte-aiguilles avec ciseaux et crémaillère

**F-line** RS

0,8 mm  1,5 mm



**1089-21 F**

**F-line**

Barraquer

17,3 cm

TC, gebogen, mit Kreuzriefung

TC, curved, with cross serration

TC, courbès, striure en forme de croix

Schere  
Scissors  
Ciseaux



Empfohlen für Fadenstärke:  
Recommended for thread size:  
Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 8-0

# IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie













IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie



Set: 10100-72

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-72 Item no. of the set: 10100-72 Set complet ref. 10100-72
1151-30 F 	Skalpelli Griff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	gerade, passend für 1 Klinge straight, suitable for 1 blade droit, pour 1 lame
1151-70 F 	Skalpelli Klingenhalter   doppelendig Scalpel blade holders   double ended Manches de bistouris   doubles	gerade, passend für 2 Klingen straight, suitable for 2 blades droit, pour 2 lames
2315-50 F 	Naht- und Membranpinzetten „TEAM-ATLANTA“ Suture and membrane forceps „TEAM-ATLANTA“ Pincettes à suture et à membrane „TEAM-ATLANTA“	17,3 cm, Ø 2,2 mm
2302-63 F 	Gewebefasspinzette „Cooley“ Atraumatic micro forceps „Cooley“ Micro-pinces à tissus „Cooley“	17,3 cm, 1,3 mm
999-10 F 	Abhalter „Emos“ Cheek „Emos“ Ecarteurs des joues „Emos“	17,3 cm

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-72 Item no. of the set: 10100-72 Set complet ref. 10100-72
<b>888-93 F</b>	 Raspatorien „Khoury“ Periosteal elevators „Khoury“ Rugines, décolleurs „Khoury“	17,3 cm
<b>888-B2 F</b>	 Mikro Raspatorium „Buser # 2“ Micro periosteal elevator „Buser # 2“ Micro-décolleur „Buser # 2“	17,3 cm
<b>901-24 F</b>	 Knochenküretten „Miller-Colburn # 9“ Bone curettes „Miller-Colburn # 9“ Curettes à os „Miller-Colburn # 9“	2,0/2,0 mm, 17,3 cm
<b>922-10 F</b>	 Sinus-Lift Elevator, # A1 Sinus-lift elevator, # A1 Sinus-Lift élévateur, # A1	17,3 cm
<b>921-10 F</b>	 Sinus-Lift Kürette # 1 „Palti“ Sinus-lift curette # 1 „Palti“ Sinus-lift curette # 1 „Palti“	4,5 mm / 4,5 mm, 17,3 cm
<b>923-60 F</b>	 Sinus-Lift Kürette „Tatum/Palti“ Sinus-lift curette „Tatum/Palti“ Sinus-lift curette „Tatum/Palti“	3,0 mm / 3,0 mm, 15 cm
<b>2406-90 F</b>	 Tiefenmeßgerät „Palti“ Depth gauge „Palti“ Jauge de profondeur „Palti“	graduiert graduated; graduation
<b>2500-35 F</b>	 Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Univesel instrument „Biehler“	17,3 cm, für Augmentationschirurgie 17,3 cm, for augmentation surgery 17,3 cm, pour chirurgie augmentation
<b>2500-81 F</b>	 Membran Platzierungsinstrument „Buser“ Membrane positioning instrument „Buser“ Instrument pour placement des membranes „Buser“	2,0 / 2,0 mm, 17,3 cm
<b>1170-65 F</b>	 Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissor „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	16,0 cm, gebogen, fein gezahnt 16,0 cm, curved, fine serrated 16,0 cm, courbés, denture fine
<b>998-20</b>	Wangenabhalter Cheek retractor Ecarteur des joues	15,5 cm, „University of Cawood-Minnesota“ 15,5 cm, „University of Cawood-Minnesota“ 15,5 cm, „University of Cawood-Minnesota“
<b>1086-21 F</b>	 Minimal-invasiver Nadelhalter „Barraquer“ Minimal invasive needle holders „Barraquer“ Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée „Barraquer“	gebogen, mit Kreuzriefung, 17,3 mm, Ø 1,2 mm curved, with cross serration, 17,3 mm, Ø 1,2 mm courbés, striure en forme de croix, 17,3 mm, Ø 1,2 mm
<b>2550-60</b>	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25 cc
<b>2406-50</b>	Mini Messlehre Mini-dental caliper Mini-jauge gradué	12,5 cm, 0,0-100,0 mm
<b>9100-00</b>	 GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel   mit Haltegriff with top cover   with handhold avec couvercle   avec poignée

# IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie

## Skalpellschliffhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended

Manches de bistouris | simples

**F-line** SL

**1151-30 F**

**F-line**

# 3

15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge  
straight, suitable for 1 blade  
droit, pour 1 lame

Der runde Skalpellschliffhalter dient für eine exakt zirkuläre Schnitfführung.  
Our round scalpel blade holder is perfect for precise circular incisions.  
Le manche arrondi permet une incision circulaire précise.



## Skalpellschliffhalter | doppelendig

Scalpel blade holders | double ended

Manches de bistouris | doubles

**F-line** SL

**1151-70 F**

**F-line**

17,0 cm

gerade, passend für 2 Klingen  
straight, suitable for 2 blades  
droit, pour 2 lames

1,0 mm



1,5 mm

## Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps

Pincettes à suture et à membrane

**F-line** RS



Eine Nahtpinzette ermöglicht Ihnen eine optimale Einbringung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.



These suture tweezers allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.



Cette pincette à oeillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

**2315-50 F**

**F-line**

TEAM-ATLANTA

17,3 cm



2,2 mm

## Atraumatische Mikro-Pinzette

Atraumatic micro forceps  
Micro-Pince atraumatique

**F-line RS**



**Atraumatische Mikro-Pinzetten** sind ein Kompromiss zwischen den stark fixierenden, jedoch gewebeschädigenden chirurgischen Pinzetten und den weniger gut, jedoch schonend fassenden anatomischen Pinzetten. Die feine Mikroverzahnung verhindert schon bei geringem Druck eine Perforation sowie ein Abgleiten des Gewebes und ermöglicht somit ein schonenderes Fassen.



Atraumatic micro forceps offer a compromise between the surgical forceps, which provide a strong grip yet damage tissue, and the less effective anatomical forceps, which however allow a gentle grip. The fine micro teeth prevent perforation and slippage of the tissue even at very slight pressure, thus enabling gentler gripping.



Une Micro-Pince atraumatique est un compromis entre la pince chirurgicale avec une fixation forte, mais avec le risque d'endommager les tissus, et la pince atraumatique avec fixation légère, mais en ménageant les tissus. La denture micro (très fine) empêche, par une légère pression de la pince, une perforation et un glissement des tissus. Cela permet la tenue en douceur.

2302-63 F

**F-line**

Cooley

1,3 mm  
17,3 cm



## Wundhaken

Retractors  
Ecarteurs

**F-line SL**

Der beidseitig abgewinkelte Abhalter wird zum gezielten Darstellen des Operationsbereichs eingesetzt.

This retractor with a bend at both sides is used for specific surgery in defined regions.

Cet écarteur coudé sur les deux cotés est utilisé pour la visualisation du champ opératoire.

999-10 F

**F-line**

Emos

17,3 cm

8,0 mm  
20,0 mm



## Raspatorien

Periosteal elevators  
Rugines, décolleurs

**F-line RS**

888-93 F

**F-line**

Khoury

17,3 cm



8,0 mm

5,0 mm

888-B2 F

**F-line**

Buser # 2

17,3 cm



3,0 mm

3,0 mm

Mikro Raspatorium  
Micro periosteal elevator  
Micro-décolleur

# IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie

## Knochenküretten


Bone curettes

Curettes chirurgicales

**F-line SL**

**901-24 F** **F-line**

Miller-Colburn # 9 17,3 cm



## Sinus-Lift Elevatorien

Sinus-Lift elevators

Sinus-Lift éleveurs

**F-line SL**

**922-10 F** **F-line**

# A1 17,3 cm



## Sinus-Lift Küretten

Sinus-Lift curettes

Sinus-Lift curettes

**F-line SL**

**921-10 F** **F-line**

Palti # 1 17,3 cm



**923-60 F** **F-line**

Tatum/Palti 15,0 cm



## Tiefenmessgeräte

Depth gauges  
Jauge de profondeur

**F-line SL**



Der hier gezeigte Tiefenmesser ermöglicht Ihnen eine genaue Messung der Implantatkavität.

Es können die anatomischen Nachbarstrukturen sowie die Integrität der Kavität optimal geprüft werden. Auch das vertikale und horizontale Knochenangebot des Patienten kann mit diesem Instrument intraoperativ exakt gemessen werden.



This depth gauge shown here allows you to accurately measure the depth of the implant cavity.

The neighbouring anatomical structures and the of the cavity can be optimally checked. The horizontal and vertical bone volume can also be precisely measured intra-operatively.




Cet instrument permet de mesurer avec précision la profondeur de la cavité.

Grâce à son extrémité arrondie, la jauge permet de sonder l'intégrité de la cavité et des structures adjacentes anatomiques. Même pendant l'intervention la sonde peut mesurer avec exactitude la présence osseuse à l'horizontal et à la verticale.

**2406-90 F** **F-line**

Palti 17,3 cm



Markierung: 8-10-12-14-16-18  
Graduation: 8-10-12-14-16-18  
Graduation: 8-10-12-14-16-18

## Knochenapplikation


Bone application  
Instruments et applicateurs pour l'augmentation

**F-line SL**

**2500-35 F** **F-line**

Biehler 17,3 cm

Stopfer | Applikator  
Compactor | Applicator  
Compacteur | Applicateur



**2500-81 F** **F-line**

Buser 17,3 cm

Membran Platzierungsinstrument  
Membrane positioning instrument  
Instrument pour placement des membranes



# IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

IMPLANT GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie

## Scheren für die minimalinvasive Chirurgie

Scissors for minimalinvasive surgery

Ciseaux pour la chirurgie invasive minimisée

**F-line** RS




Diese Scheren verfügen über spitze Arbeitsenden mit einem Super-Cut-Schliff. Sie sind gebogen und wurden speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt. Wie bei unseren minimalinvasiven Nadelhalter wurde auch hier auf die Möglichkeit einer Drehbewegung geachtet. Somit eignen sich die Instrumente optimal für die Verwendung beim Arbeiten mit der Lupenbrille oder dem Mikroskop.



These scissors have pointed working ends with a Super-Cut finish. They are curved and have been developed especially for minimal invasive surgery. As with the needle holders, the scissors also offer the possibility of a rotary movement. These scissors are ideally suited when working with magnifying glasses or a microscope.



Ces ciseaux ont une partie travaillante très pointue avec un affûtage Super-Cut. Ils sont courbés et ont été spécialement conçus pour la chirurgie invasive minimisée. Comme pour les micro porte-aiguilles, les manches souples sont faciles à tourner et conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.



1170-65 F

F-line

SC

Gomel

16,0 cm

gebogen  
curved  
courbés

## Wundhaken

Retractors

Ecarteurs



Der beidseitig abgewinkelte Abhalter wird zum gezielten Darstellen des Operationsbereichs eingesetzt.



This retractor with a bend at both sides is used for specific surgery in defined regions.



Cet écarteur coudé sur les deux côtés est utilisé pour la visualisation du champ opératoire.

998-20

University of Cawood-Minnesota

15,5 cm

20,0 mm





## Minimalinvasive Nadelhalter mit Sperre

Minimal invasive needle holders with lock

Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

**F-line RS**

**1086-21 F**

**F-line**

**TC**

Barraquer

1,2 mm  
17,3 cm

gebogen, TC, mit Kreuzriefung  
curved, TC, with cross serration  
courbés, TC, striure en forme de croix



Empfohlen für Fadenstärke:  
Recommended for thread size:  
Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 6-0

## Mischdosen für Knochenmaterial

Mixing bowls for bone material

Cuvette de mélange pour matériau osseux

**2550-60**

28,0 mm  
Ø 60,0 mm  
25 cc



## Messinstrumente


Measuring instruments

Instruments de mesure

**2406-50**

12,5 cm  
0-100 mm


Mini Messlehre  
Mini dental caliper  
Mini-jauge gradué



# BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie



Set: 10100-42

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-42 Item no. of the set: 10100-42 Set complet ref. 10100-42
1151-30 F 	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	gerade, passend für 1 Klinge straight, suitable for 1 blade droit, pour 1 lame
2500-81 F 	Membran Platzierungsinstrument „Buser“ Membrane positioning instrument „Buser“ Instrument pour placement des membranes „Buser“	2,0 / 2,0 mm, 17,3 cm
888-B2 F 	Mikro Raspatorium „Buser # 2“ Micro periosteal elevator „Buser # 2“ Micro-décolleur „Buser # 2“	17,3 cm
888-93 F 	Raspatorium „Khoury“ Periosteal elevator „Khoury“ Rugines, décolleur „Khoury“	17,3 cm
901-24 F 	Knochenküretten „Miller-Colburn # 9“ Bone curettes „Miller-Colburn # 9“ Curettes à os „Miller-Colburn # 9“	2,0/2,0 mm, 17,3 cm
2500-35 F 	Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	17,3 cm, für Augmentationschirurgie 17,3 cm, for augmentation surgery 17,3 cm, pour chirurgie augmentation
2315-50 F 	Naht- und Membranpinzetten „TEAM-ATLANTA“ Suture and membrane forceps „TEAM-ATLANTA“ Pincettes à suture et à membrane „TEAM-ATLANTA“	17,3 cm, Ø 2,2 mm
1170-65 F 	Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissor „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	16,0 cm, gebogen, fein gezahnt 16,0 cm, curved, fine serrated 16,0 cm, courbés, denture fine
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25 cc
1086-21 F 	Minimal-invasiver Nadelhalter „Barraquer“ Minimal invasive needle holders „Barraquer“ Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée „Barraquer“	gebogen, mit Kreuzriefung, 17,3 mm, Ø 1,2 mm curved, with cross serration, 17,3 mm, Ø 1,2 mm courbés, striure en forme de croix, 17,3 mm, Ø 1,2 mm
9200-32 	GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel   mit Haltegriff with top cover   with handhold avec couvercle   avec poignée

## Skalpellschalenhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended  
Manches de bistouris | simples

**F-line SL**

**1151-30 F**

# 3 15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge  
straight, suitable for 1 blade  
droit, pour 1 lame

Der runde Skalpellgriff dient für eine exakt zirkuläre Schnittführung.  
Our round scalpel blade holder is perfect for precise circular incisions.  
Le manche arrondi permet une incision circulaire précise.



## Membran Platzierungsinstrument

Membrane positioning instrument  
Instrument pour placement des membranes

**F-line SL**

**2500-81 F**

Buser 17,3 cm



## Raspatorien

Periosteal elevators  
Rugines, décolleurs

**F-line SL**



Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papillen sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit der schaufelförmigen Gegenseite wird im Anschluß gewebeschonend der Mukoperiostlappen abgelöst.



The lance-shaped workpiece-end enables the detachment of the papilla as well as detachment of the marginal gingiva crest. The mucoperiosteal flap can then be gently detached with shovel-shaped workpiece-end on the opposite side.



Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. Son extrémité ronde contribue à éloigner le lambeau muco-périosté tout en préservant le tissu.

**888-B2 F**

Buser # 2 17,3 cm

Mikro Raspatorium  
Micro periosteal elevator  
Micro-décolleur



# BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie

## Raspatorien

Periosteal elevators

Rugines, décolleurs

**F-line SL**

<b>888-93 F</b>	<b>F-line</b>
Khoury	17,3 cm




## Knochenküretten

Bone curettes

Curettes chirurgicales

**F-line SL**

<b>901-24 F</b>	<b>F-line</b>
Miller-Colburn # 9	17,3 cm



## Knochenapplikation

Bone application

Instruments et applicateurs pour l'augmentation

**F-line SL**

<b>2500-35 F</b>	<b>F-line</b>
Biehler	17,3 cm

Stopfer | Applikator  
Compactor | Applicator  
Compacteur | Applicateur



## Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps  
Pincettes à suture et à membrane

**F-line RS**



Eine Nahtpinzette ermöglicht Ihnen eine optimale Einbringung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.



These suture tweezers allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.



Cette pince à œillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

**2315-50 F** **F-line**

TEAM-ATLANTA 17,3 cm



2,2 mm



## Scheren für die minimalinvasive Chirurgie

Scissors for minimalinvasive surgery  
Ciseaux pour la chirurgie invasive minimisée

**F-line RS**




Diese Scheren verfügen über spitze Arbeitenden mit einem Super-Cut-Schliff. Sie sind gebogen und wurden speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt. Wie bei unseren minimalinvasiven Nadelhalter wurde auch hier auf die Möglichkeit einer Drehbewegung geachtet. Somit eignen sich die Instrumente optimal für die Verwendung beim Arbeiten mit der Lupe oder dem Mikroskop.



These scissors have pointed working ends with a Super-Cut finish. They are curved and have been developed especially for minimal invasive surgery. As with the needle holders, the scissors also offer the possibility of a rotary movement. These scissors are ideally suited when working with magnifying glasses or a microscope.



Ces ciseaux ont une partie travaillante très pointue avec un affûtage Super-Cut. Ils sont courbés et ont été spécialement conçus pour la chirurgie invasive minimisée. Comme pour les micro porte-aiguilles, les manches souples sont faciles à tourner et conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.



**1170-65 F** **F-line**

Gomel 16,0 cm

gebogen  
curved  
courbés

**SC**

# BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET nach Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET in accordance to Dr. Bassam Rabie

BASIC GUIDED MICRO SURGERY SET selon Dr. Bassam Rabie

## Mischdosen für Knochenmaterial

Mixing bowls for bone material

Cuvette de mélange pour matériau osseux

2550-60

28,0 mm  
Ø 60,0 mm  
25 cc



## Minimalinvasive Nadelhalter mit Sperre

Minimal invasive needle holders with lock

Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

**F-line** RS

1086-21 F

F-line

TC

Barraquer

1,2 mm  
17,3 cm

gebogen, TC, mit Kreuzriefung  
curved, TC, with cross serration  
courbés, TC, striure en forme de croix



Empfohlen für Fadenstärke:  
Recommended for thread size:  
Recommandé pour fil à suture:

5-0 - 6-0





*... makes the difference*

**devemed GmbH**  
take-off GewerbePark 30  
78579 Neuhausen ob Eck  
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0  
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de  
www.devemed.de

