



... makes the difference



**RECOMMENDATION OF
DR. MARCELO FERRER BALART**

see it feel it test it

devemed
... makes the difference



Dr. Marcelo Ferrer

Dr. Marcelo Ferrer received his degree in Dentistry and his title of Dental Surgeon at University of Chile in 2000. After his postgraduate training at Universidad Andres Bello he received his degree of Master in Dentistry with specialization in Periodontics and Implantology.

With more than 17 years of teaching experience, he has been part of the faculty of the Prosthetics Dept. in the University of Chile, of the Adult Integrated Preclinical Department in the Universidad Mayor and of the Faculty of Dentistry, University Andres Bello, in the area of Periodontics and Implantology, both in Pre and Postgraduate courses since 2003.

Currently, he exercises in his private practice and as National Director of the Postgraduate Course in Periodontics and Surgical Implantology at San Sebastian University. National and International Speaker for more than 10 years. Director of South Cone Implantology Training Center Chile and Dental Xp Expert for some years.


Dr. Ferrer is an active member of the American Academy of Osseointegration, member of the Society of Periodontology and of the Society for Prosthetics and Oral Rehabilitation of Chile.



SIMPLIFIED EXTRACTION SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart



Set: 10302-00

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10302-00 Item no. of the set: 10302-00 Set complet ref. 10302-00
2500-19 F 	Periotom doppelendig Periotome double ended Périotome doubles	17,3 cm, 2,0 2,0 mm, über Fläche gebogen gerade 17,3 cm, 2,0 2,0 mm, curved over surface straight 17,3 cm, 2,0 2,0 mm, coudé sur le plat droit
1300-13 F 	GES Zahnzange, Unterkiefer Prämolaren GES Extracting forceps, Lower Jaw Bicuspid GES Forceps dentales, Mandibule Inférieure Prémolaires	# 13, 15,0 cm, 3,0 mm
1300-34M F 	GES Zahnzange, Oberkiefer Prämolaren GES Extracting forceps, Upper Jaw Bicuspid GES Forceps dentales, Mandibule Supérieure Prémolaires	# 34N, 16,5 cm, 4,0 mm
1300-35M F 	GES Zahnzange, Oberkiefer Prämolaren GES Extracting forceps, Upper Jaw Bicuspid GES Forceps dentales, Mandibule Supérieure Prémolaires	# 35M, 16,5 cm, 4,0 mm
2824-27 F 	Osteotom, konvex, bajonett, graduert Osteotome, convex, bayonet, graduated Ostéotome, convexe, baïonnette, gradué	17,3 cm, 2,0 < 2,7 mm
2824-32 F 	Osteotom, konvex, bajonett, graduert Osteotome, convex, bayonet, graduated Ostéotome, convexe, baïonnette, gradué	17,3 cm, 2,7 < 3,2 mm
2824-37 F 	Osteotom, konvex, bajonett, graduert Osteotome, convex, bayonet, graduated Ostéotome, convexe, baïonnette, gradué	17,3 cm, 3,2 < 3,7 mm
2824-42 F 	Osteotom, konvex, bajonett, graduert Osteotome, convex, bayonet, graduated Ostéotome, convexe, baïonnette, gradué	17,3 cm, 3,7 < 4,2 mm
2501-95 F 	Flachmeißel, graduert Bone chisel, graduated Ciseau-burin à os, gradué	gebogen, 17,0 cm, 4,0 mm curved, 17,0 cm, 4,0 mm courbé, 17,0 cm, 4,0 mm
2501-97 F 	Flachmeißel, graduert Bone chisel, graduated Ciseau-burin à os, gradué	gebogen, 17,0 cm, 8,0 mm curved, 17,0 cm, 8,0 mm courbé, 17,0 cm, 8,0 mm
2501-98 F 	Flachmeißel „Kramer-Nevins“, graduert Bone chisel „Kramer-Nevins“, graduated Ciseau-burin à os „Kramer-Nevins“, gradué	gerade, 17,0 cm, 5,0 mm straight, 17,0 cm, 5,0 mm droit, 17,0 cm, 5,0 mm
860-2	Hammer Mallet Maillet	bleigefüllt, 16,5 cm, 140 g lead filled, 16,5 cm, 140 g remplit de plomb, 16,5 cm, 140 g
2500-03	Knochenhaltezzangen Bone holding forceps Pincés pour tenir les anneaux osseux	gebogen, 17,5 cm curved, 17,5 cm courbé, 17,5 cm
2405-601	Bohrerstände für Winkelstück-Instrumente Rack for trephine burrs Séquenceur pour pièces angulaires	
2401-190	Trepanfräsen Trephine burrs Trépans	ID = 9 mm, OD = 10 mm
2401-180	Trepanfräsen Trephine burrs Trépans	ID = 8 mm, OD = 9 mm
2401-170	Trepanfräsen Trephine burrs Trépans	ID = 7 mm, OD = 8 mm
9100-00 	GPM Wash Tray (275x180x35mm)	mit Deckel mit Haltegriff with cover with handle avec couvercle avec poignée

SIMPLIFIED EXTRACTION SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Periotome | doppelendig

Periotomes | double ended

Périotomes | doubles

F-line SL

2500-19 F

F-line

17,3 cm

abgewinkelt | gerade

angled | straight

angulé | droit




GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

F-line PS



1300-13 F

F-line


13

15,0 cm

Unterkiefer | Prämolaren

Lower Jaw | Bicuspid

Mandibule Inférieure | Prémolaires



1300-34M F

F-line

34M

16,5 cm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne

Upper Jaw | Incisors and Cuspid

Mandibule Supérieure | Incisives et canines



1300-35M F

F-line

35M

16,5 cm

Oberkiefer | Prämolaren

Upper Jaw | Bicuspid

Mandibule Supérieure | Prémolaires

Osteotome | bajonett

Osteotomes | bayonet

Ostéotomes | baïonnette

F-line RS



2824-27 F

F-line

2,0 < 2,7 mm

2824-32 F

F-line

2,7 < 3,2 mm

2824-37 F

F-line

3,2 < 3,7 mm

2824-42 F

F-line

3,7 < 4,2 mm

8-10-12-14-16-18

17,0 cm

konvex, graduert, nicht kalibriert

convex, graduated, non-calibrated

convexe, gradué, non calibré

Knochenmeißel

Bone chisels
Ciseaux-burins

F-line RS



Durch das scharfe Ende des Meißels kann der Kieferkamm, nach dem Einsatz einer Diamantscheibe oder einer Knochenfräse, optimal geöffnet und gedehnt werden. Die Graduierung im Abstand von 2 mm gewährleistet eine präzise Überwachung der Eindringtiefe.



The sharp workpiece end can be used to optimally open and stretch the alveolar ridge, after the use of a diamond cutting wheel. The 2 mm graduations ensure precise monitoring of the penetration depth.



Grâce à l'extrémité très tranchante, l'ouverture et l'étirement de la crête alvéolaire est possible, après l'utilisation d'un disque diamant. La graduation par intervalle de 2 mm garantit un contrôle exact de la profondeur.

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2501-95 F **F-line**

17,0 cm

8-10-12-14-16-18

abgewinkelt
angled
angulé




2501-97 F **F-line**

17,0 cm

8-10-12-14-16-18

abgewinkelt
angled
angulé



2501-98 F **F-line**

Kramer-
Nevins

17,0 cm

8-10-12-14-16-18

gerade
straight
droit



Hammer

Mallet
Maillet

860-2

16,5 cm
140 g

bleigefüllt
lead filled
remplis de plomb



SIMPLIFIED EXTRACTION SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

SIMPLIFIED EXTRACTION SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Knochenhaltezangen

Bone holding forceps

Pinces pour tenir les anneaux osseux

Diese Knochenhaltezange eignet sich besonders zur Fixierung eines Knochenblocks am Kieferdefekt. Ohne Umgreifen kann der Knochen vorgebohrt und zum Festschrauben an den Defekt gehalten werden. Die Zahnung an der Spitze gibt dem Knochenblock zusätzlichen Halt.


These bone holding forceps is especially suitable for fixing a bone block on the jaw defect. The bone can be predrilled and held for screwing firmly onto the defect without changing grip. The serration at the tip gives the bone block extra hold.

Cette pince a été spécialement conçue pour la fixation d'un bloc osseux à un défaut de la mâchoire. Sans bouger la main, l'os peut être pré-percé pour être ensuite tenu et visser au défaut. La denture à l'extrémité assure un maintien supplémentaire au bloc osseux.

2500-03

17,5 cm

gebogen
curved
courbé



Trepanfräsen

Trephine burrs

Trépan



2401-170

I = 7,0 mm, A = 8,0 mm




2401-180

I = 8,0 mm, A = 9,0 mm



2401-190

I = 9,0 mm, A = 10,0 mm



I = Innendurchmesser
I = Internal diameter
I = diamètre intérieur

A = Aussendurchmesser
A = External diameter
A = diamètre extérieur

Die Trepanbohrer sind für alle gängigen Winkelstücke geeignet.

These trephine burrs are appropriate for all angular pieces.

Tous ces trépan conviennent aux embouts courants.

2405-601

Bohrerträger für 10 Winkelstück-Instrumente bis zur Länge von 35,0 mm


Rack for trephine burrs up to a length of 35,0 mm

Séquenceur pour trépanes à gencives jusqu'à longueur de 35,0 mm



LUXATION SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

LUXATION SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart
LUXATION SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart



Set: 10302-10

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10302-10 Item no. of the set: 10302-10 Set complet ref. 10302-10
752-20	SWE I Periolux # L2S, gerade SWE I Periolux # L2S, straight SWE I Périolux # L2S, droit	16,5 cm, 2,0 mm
752-32	SWE I Periolux # L3S, gerade SWE I Periolux # L3S, straight SWE I Périolux # L3S, droit	16,5 cm, 3,0 mm
751-01	Periolux, gerade Periolux, straight Périolux, droit	14,0 cm, 4,0 mm
65	Wurzelheber Root elevators Élévateurs de racines	14,0 cm, 3,0 mm
792-4 F 	Wurzelspitzenheber „Heidbrink“ Root Fragment Elevators „Heidbrink“ Élévateurs de fragments de racines „Heidbrink“	gezahnt, 17,3 cm 1,7 mm serrated, 17,3 cm 1,7 mm denteles, 17,3 cm 1,7 mm
792-2 F 	Wurzelspitzenheber „Heidbrink“ Root Fragment Elevators „Heidbrink“ Élévateurs de fragments de racines „Heidbrink“	17,3 cm, 2,1 mm
9100-04 	GPM Wash Tray (180 x 130 x 35 mm)	mit Deckel und Haltegriff with cover and handle avec couvercle et poignée

LUXATION SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

LUXATION SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

LUXATION SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

SWE | Perioluxe

SWE | Periolux

SWE | Périoluxe

752-20

gerade	# L2S
straight	2,0 mm
droit	16,5 cm

apikal und/oder interproximal

apical and/or interproximal

apical et/ou interproximal



752-32

gerade	# L3S
straight	3,0 mm
droit	16,5 cm

interproximal

interproximal

interproximal



Perioluxe

Periolux

Périoluxe

751-01

gerade	4,0 mm
straight	14,0 cm
droit	



Wurzelheber

Root elevators

Elévateurs de racines

65

3,0 mm
14,0 cm



Heidbrink | Wurzelspitzenheber

Heidbrink | Root Fragment Elevators

Heidbrink | Élévateurs de fragments de racines

F-line *sl*

792-2 F

F-line

Heidbrink

2,1 mm
17,3 cm



792-4 F

F-line

Heidbrink

1,7 mm
17,3 cm

gezahnt
serrated
denteles



TUNNELING SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

TUNNELING SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

TUNNELING SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart



Set: 10207-00



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10207-00 Item no. of the set: 10207-00 Set complet ref. 10207-00
2525-10 F	 Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	17,3 cm, graduert 17,3 cm, graduated 17,3 cm, graduation
888-80 F	 Mikro Raspatorium „Iglhaut“ Micro Periosteal elevator „Iglhaut“ Micro Rugines-décolleur „Iglhaut“	17,3 cm, 3,0 mm
PPS 1000 F	 PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	17,3 cm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1200 F	 PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	17,3 cm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1300 F	 PPS Mukosalappen Präparator PPS Mucosal flap preparator PPS Préparateur p. lamb. muqueux	17,3 cm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1500 F	 PPS Gewebetransplantat Stopfer PPS Plugger for tissuegraft PPS Compacteur pour tissu	17,3 cm, 1,5 / 1,5 mm, fein gezahnt 17,3 cm, 1,5 / 1,5 mm, fine serrated 17,3 cm, 1,5 / 1,5 mm, denture fine
2315-50 F	 Naht- und Membranpinzetten Suture and membrane forceps Pincettes à suture et à membrane	17,3 cm, Ø 2,2 mm
9200-70	 GPM Wash Tray (177,5 x 84,5 x 33,0 mm)	mit CLIP, mit 2 Stegen für 7 Instrumente with CLIP, with 2 racks for 7 instruments avec CLIP, avec 2 supports pour 7 instruments



Parodontometer | doppelendig

Periodontal Probes | double ended
Sondes parodontales | doubles

F-line SL

2525-10 F

F-line

EX3A/CP15

17,0 cm

1-2-3-...-14-15

graduirt, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradu , non calibr 



Raspatorien

Periosteal elevators
Rugines, d colleurs

F-line SL



Das speerf rmige Arbeitsteil erm glicht das Abl sen der Papillen sowie das L sen des marginalen Gingivarandes. Mit der sch ufelf rmigen Gegenseite wird im Anschlu  gewebeschonend der Mukoperiostlappen abgel st.



The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. The mucoperiosteal flap can then be gently detached with the shovel-shaped end of the workpiece on the opposite.



Ce d colleur double   une extr mit  en forme de lance qui permet de s parer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. Son extr mit  ronde contribue    loigner le lambeau muco-p riost  tout en pr servant le tissu.

888-80 F

F-line

Igthaut

17,3 cm

Mikro Raspatorium
Micro periosteal elevator
Micro-d colleur



TUNNELING SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

TUNNELING SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

TUNNELING SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique

Instruments pour technique en tunnel



Angefangen vom Zahnfleischrand wird die befestigte Schleimhaut supraparietal mit dem leicht gebogenen Arbeitsende chirurgisch entfernt. Das leicht gerundete Ende des Arbeitsteils soll ein Durchstechen des Mukosalappens verhindern. Die chirurgische Entfernung wird im Bereich der mobilen Mukosa mit dem geraden, spitz zulaufenden Arbeitsteil, minimalinvasiv weiter geführt.



Starting at the Gingival mucosa, the attached mucous membrane can be surgically removed supra-periosteal with the slightly curved end of workpiece. The rounded tip prevents perforation of the mucosal flap. In the mobile mucosa area, the minimal invasive surgical removal can be continued with the straight, pointed end of workpiece.




L'extrémité légèrement recourbée de cet instrument permet une dissection sus-périostée de la gencive à partir du bord gingival. La partie arrondie empêche une perforation du lambeau muqueux. Ensuite une dissection peu invasive au niveau de la muqueuse mobile se fait grâce à l'extrémité droite est pointue.

PPS 1000 F

PPS # 1 17,3 cm

PPS | Raspatorium
PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-décolleur



Ein spezieller Winkel und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillae werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces.

L'angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papillae est possible grâce à l'extrémité très plate.

PPS 1200 F

PPS # 1 17,3 cm

PPS | Gingivektomiemesser
PPS | Gingivectomy knife
PPS | Couteaux à gingivectomie



Der Mukosalappen Präparator eignet sich speziell im Bereich der Seitenzähne. Durch die Abwinkelung der leicht gebogenen Arbeitsteile wird der Zugang und die atraumatische Mukosalappenpräparation ermöglicht.

The mucosal flap preparer is particularly suitable for the posterior tooth area. Access and atraumatic mucosal flap preparation is possible due to the slightly curved workpieces.

Conçu pour une utilisation dans la zone dentaire latérale. L'angle légèrement recourbé aux deux extrémités facilite l'accès et la préparation sécurisée du lambeau muqueux.

PPS 1300 F

PPS 17,3 cm

PPS | Mukosalappen Präparator
PPS | Mucosal flap preparer
PPS | Préparateur pour lambeau muqueux



Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique

Instruments pour technique en tunnel

F-line SL

In dem bereits präparierten Tunnel wird mit diesem Instrument das Einbringen des Schleimhauttransplantats vorgenommen.

The mucous membrane transplant can be inserted into the prepared tunnel using this instrument.

Sert à introduire le lambeau dans un tunnel préparé.

PPS 1500 F

F-line

PPS

17,3 cm

PPS | Gewebetransplantat Stopfer, fein gezahnt

PPS | Tissue graft plug, fine serrated

PPS | Compacteur pour tissu, denture fine



Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps

Pincettes à suture et à membrane

F-line RS

Eine Nahtpinzette ermöglicht Ihnen eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

These suture forceps allow an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

Cette pince à oeillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.


Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

2315-50 F

F-line

TEAM-ATLANTA


17,3 cm



BONE GRAFT & TISSUE SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET in accordance with Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart



Set: 10108-00

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10108-00 Item no. of the set: 10108-00 Set complet ref. 10108-00
1145-30 F	 Mikro-Skalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	14,9 cm
1151-30 F	 Skalpellklingenhalter Scalpel blade holders Manches de bistouris	seitlich gebogen, 16 cm laterally curved, 16 cm angulation latérale, 16 cm
2500-18 F	 Periotom, 2,0 / 2,0 mm Periotome, 2,0 / 2,0 mm Périotome, 2,0 / 2,0 mm	abgewinkelt/über Fläche gebogen angled/curved over surface coudé/coudé sur le plat
2302-70 F	 Anatomische Mikro-Pinzette Anatomical micro-forceps Micro-Pince anatomique	17,3 cm, 0,8 mm
1170-65 F	 Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissors „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	16 cm, gebogen, fein gezahnt 16 cm, curved, fine serrated 16 cm, courbés, denture fine
2406-90 F	 Tiefenmessgeräte „Palti“ Depth gauges „Palti“ Jauge de profondeur „Palti“	17,3 cm, graduert 17,3 cm, graduated 17,3 cm, graduation
888-B2 F	 Mikro Raspatorium „Buser # 2“ Micro periosteal elevator „Buser # 2“ Micro-décolleur „Buser # 2“	17,3 cm, 3,0 / 3,0 mm
888-93 F	 Raspatorium „Khoury“ Periosteal elevator „Khoury“ Décolleur „Khoury“	17,3 cm, 8,0 / 5,0 mm

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10108-00 Item no. of the set: 10108-00 Set complet ref. 10108-00
901-25 F	 Knochenküretten „Miller-Colburn # 9“ Bone curettes „Miller-Colburn # 9“ Curettes chirurgicales „Miller-Colburn # 9“	17,3 cm, 2,0 / 2,0 mm
921-10 F	 Sinus-Lift Küretten „Palti # 1“ Sinus-Lift curettes „Palti # 1“ Sinus-Lift curettes „Palti # 1“	17,0 cm, 4,5 / 4,5 mm
923-60 F	 Sinus-Lift Küretten „Tatum/Palti“ Sinus-Lift curettes „Tatum/Palti“ Sinus-Lift curettes „Tatum/Palti“	15,0 cm, 3,0 / 3,0 mm
922-61 F	 Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift éleveurs „Mazor“ # 2	17,3 cm
2500-35 F	 Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	17,3 cm, für Augmentationschirurgie 17,3 cm, for augmentation surgery 17,3 cm, pour chirurgie augmentation
999-10 F	 Wundhaken „Emos“ Retractor „Emos“ Ecarteur „Emos“	17,3 cm
998-20	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	15,5 cm
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25 cc
2315-50 F	 Naht- und Membranpinzetten Suture and membrane forceps Pincettes à suture et à membrane	17,3 cm, Ø 2,2 mm
1086-40 F	 Mikro-Nadelhalter mit Sperre Micro needle holders with lock Porte-aiguilles avec verrouillage	gerade, 17,3 cm, Ø 0,8 mm straight, 17,3 cm, Ø 0,8 mm droit, 17,3 cm, Ø 0,8 mm
1091-16	Nadelhalter „De Bakey“ Needle holders „De Bakey“ Porte-aiguilles „De Bakey“	16,0 cm, 0,4 mm
9200-10	 GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel mit Haltegriff with cover with handle avec couvercle avec poignée

BONE GRAFT & TISSUE SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET in accordance with Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Mikro-Skalpellklingenhalter | einendig

Micro scalpel blade holders | single-ended

Manches pour micro lames | simples

F-line SL



Der Drehverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Einsetzen sowie Entfernen der Skalpellklingen.



The screw cap allows a simple and safe insertion and removal of the standard scalpel blade.



L'ouverture avec la vis tournante permet un échange facile et sécurisé pour toutes les lames de bistouris standards.

1145-30 F	F-line
	15,0 cm

Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnittführung

Light, rotatable and handy for precise circular incisions.

Facilement maniable pour une incision précise.



Griff durch Drehen öffnen und Klinge einschieben
Open handle by turning and insert the blade
Tourner la manche pour ouvrir et insérer la lame



Griff schließen > gebrauchsfertig
Close handle > ready for use
Fermer la manche > Prêt à l'emploi

Skalpellklingenhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended

Manches de bistouris | simples

F-line SL

1151-30 F	F-line
# 3	15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge
straight, suitable for 1 blade
droit, pour 1 lame

Der runde Skalpellgriff dient einer exakt zirkulären Schnittführung.
The round scalpel blade holder is perfect for precise circular incisions.
Le manche arrondi permet une incision circulaire précise.



Periotome | doppelendig

Periotomes | double ended

Périotomes | doubles

F-line SL

2500-18 F	F-line
	17,3 cm

seitlich abgewinkelt / abgewinkelt
angled sideways / angled
angulé / angulé



Anatomische Mikro-Pinzette

Anatomical micro-forceps
Micro-Pince anatomique

F-line RS



Anatomische Mikro-Pinzetten sind am Arbeitsende durch feine Kreuzriefungen gekennzeichnet. Sie eignen sich zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie Blutgefäßen oder Nerven. Die gewebeschonende Eigenschaft hat allerdings den Nachteil, dass erfasste Strukturen aus der Pinzette entgleiten können. Deshalb ist ein starker Zug, im Gegensatz zur chirurgischen Pinzette, nicht möglich.



Anatomical micro-forceps can be recognized by fine cross grooves at the working ends. They are suitable for gentle gripping of more vulnerable structures such as blood vessels or nerves. The characteristic of being gentle on tissue does, however, have the disadvantage that the structures that have been gripped can slip from the forceps. That is why strong tensile force is not possible, in contrast to the surgical forceps.



Une Micro-Pince anatomique se caractérise par ses rainures en forme de croix à la partie travaillante. Elle convient à saisir les structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs. Cette caractéristique à cependant l'inconvénient que les structures saisies peuvent glisser de la pince. Pour cette raison, une forte pression comme sur la pince chirurgicale, n'est pas possible.



2302-70 F

F-line

TC

0,8 mm
17,3 cm

Scheren für die minimalinvasive Chirurgie


Scissors for minimally invasive surgery
Ciseaux pour la chirurgie invasive minimisée

F-line RS

Diese Scheren verfügen über spitze Arbeitsenden mit einem Super-Cut-Schliff. Sie sind gebogen und wurden speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt. Wie bei unseren minimalinvasiven Nadelhaltern wurde auch hier auf die Möglichkeit einer Drehbewegung geachtet. Zusätzlich eignen sich die Instrumente optimal für das Arbeiten mit der Lupe oder dem Mikroskop.

These scissors have pointed working ends with a Super-Cut finish. They are curved and have been developed especially for minimally invasive surgery. The scissors also offer the possibility of a rotary movement and are ideally suited for working with magnifying glasses or a microscope.

Ces ciseaux ont une partie travaillante très pointue avec un affûtage Super-Cut. Ils sont courbés et ont été spécialement conçus pour la chirurgie invasive minimisée. Comme pour les micro porte-aiguilles, les manches souples sont faciles à tourner et conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.



1170-65 F

F-line

SC

Gomel

16,0 cm

gebogen
curved
courbés

BONE GRAFT & TISSUE SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Tiefenmessgeräte

Depth gauges

Jauge de profondeur



Die Tiefenmesser ermöglichen eine genaue Messung der Implantatkatvität.

Es können die anatomischen Nachbarstrukturen sowie die Integrität der Kavität optimal geprüft werden. Auch das vertikale und horizontale Knochenangebot des Patienten kann mit diesen Instrumenten intraoperativ exakt gemessen werden.



These depth gauges allow to accurately measure the depth of the implant cavity.

The neighbouring anatomical structures and the integrity of the cavity can optimally be checked. The horizontal and vertical bone volume can also be precisely measured intraoperatively.



Ces instrument permet de mesurer avec précision la profondeur de la cavité.

La jauge permet de sonder l'intégrité de la cavité et des structures adjacentes anatomiques. Même pendant l'intervention la sonde peut mesurer avec exactitude la présence osseuse à l'horizontal et à la verticale.

F-line SL

2406-90 F F-line	
Palti	17,3 cm
8-10-12-14-16-18	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
graduë, non calibré



Raspatorien

Periosteal elevators

Rugines, décolleurs

Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papillen sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit der schaufelförmigen Gegenseite wird im Anschluß gewebeschonend der Mukoperiostlappen abgelöst.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. The mucoperiosteal flap can then be gently detached with the shovel-shaped end of the workpiece on the opposite.


Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. Son extrémité ronde contribue à éloigner le lambeau muco-périosté tout en préservant le tissu.

F-line SL

888-B2 F F-line	
Buser # 2	17,3 cm
Mikro Raspatorium Micro periosteal elevator Micro-décolleur	



888-93 F F-line	
Khoury	17,3 cm



Knochenküretten


Bone curettes
Curettes chirurgicales

F-line SL

901-25 F

F-line

Miller-Colburn # 10 17,3 cm



Sinus-Lift Küretten

Sinus-Lift curettes
Sinus-Lift curettes

F-line SL

921-10 F

F-line

Palti # 1 17,3 cm



923-60 F

F-line

Tatum/Palti 15,0 cm



Sinus-Lift Elevatorien

Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift éleveurs

F-line SL

922-61 F

F-line

Mazor # 2 17,3 cm



BONE GRAFT & TISSUE SET nach Dr. Marcelo Ferrer Balart

BONE GRAFT & TISSUE SET in accordance to Dr. Marcelo Ferrer Balart
BONE GRAFT & TISSUE SET selon Dr. Marcelo Ferrer Balart

Stopfer | Applikator

Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

F-line SL

2500-35 F F-line	
Biehler	17,3 cm



Wundhaken

Retractors
Ecarteurs

F-line SL



Der beidseitig abgewinkelte Abhalter wird zum gezielten Darstellen des Operationsbereichs eingesetzt.



This retractor with a bend at both sides is used for specific surgery in defined regions.



Cet écarteur coudé sur les deux cotés est utilisé pour la visualisation du champ opératoire.

999-10 F F-line	
Emos	17,3 cm



Wangenabhalter

Cheek retractors
Ecarteurs des joues

998-20	
University of Cawood-Minnesota	15,5 cm



Mischdosen für Knochenmaterial

Mixing bowls for bone material
Cuvette de mélange pour matériau osseux

2550-60	
	28,0 mm Ø 60,0 mm 25 cc



Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps
Pincettes à suture et à membrane

F-line RS

Eine Nahtpinzette ermöglicht Ihnen eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.

These suture forceps allow an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.

Cette pince à oeillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'oeillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

2315-50 F **F-line**

TEAM-ATLANTA 17,3 cm



Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie


Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery
Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS

1086-40 F **F-line**

Barraquer 17,3 cm
0,8 mm

gerade, mit Kreuzriefung
straight, with cross serration
droit, striure en forme de croix



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 8-0

Nadelhalter


Needle holders
Porte-aiguilles

1091-16

De Bakay 16,0 cm

TC

0,4 mm I



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:

4-0 – 6-0



... makes the difference

devemed GmbH
take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de
www.devemed.de

