

RECOMMENDATION OF
DR. ANA LUISA BERNOTTI

DR. ANA LUISA BERNOTTI

DDS. Periodontist – Implantologist.

DDS 1994. Universidad Central de Venezuela

- Periodontist 1999. Universidad Central de Venezuela
- Implantologist 2015. Centro de especialidades y Estudios
- Implantologist 2015 . CEYESOV . Mexico.
- Active Member of Periodontology Society of Venezuela. Since 2000.
- Active Member of Iberoamerican Federation of Periodontology. Since 2000.
- Author of "Bone wedge technique" 2017.
- National and International Speaker.
- Private Practice: Bernotti Odontologia Avanzada[®]. Caracas - Venezuela.
- Active member "Follow The Pink" & "Divas in Dentistry" website




by Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Mikro Periostum-Extender / Gingiva Retraktor

PPS | Micro Periostum Extender / Gingiva Retractor
 PPS | Micro extenseur pour périoste / Écarteur gingival



Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße. Das spatelartige Arbeitsteil kann zum Anbringen von Knochenmaterial etc. und gleichzeitig zum Abhalten des Zahnfleisches genutzt werden



The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels. The spatula-shaped working part can be used to attach bone material etc. and at the same time to retract the gingiva.



Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires. L'extrémité en forme de spatule peut servir à appliquer entre autres du matériau osseux et être simultanément utilisé pour rétracter la gencive.

PPS 1701 F *F-line*
 Bernotti | 17,1 cm



by Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Gingivektomiemesser

PPS | Gingivectomy knife
 PPS | Couteaux à gingivectomie



Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.



The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.



Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnelisation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est émoussé afin de prévenir toute lésion.

F-line SL

PPS 1210 F **F-line**

Bernotti | 17,1 cm



PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator
 PPS | Rugines-raspatoire

Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut suprapariostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosalappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is suprapariostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapariostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

PPS 1010 F **F-line**

Bernotti | 17,1 cm



Gewebstransplantatstopfer, fein gezahnt | Granulatstopfer

Tissue graft plug, fine serrated | Granulate pluggler
 Compacteur pour tissu, denture fine | Fouloir à granulat


Mit dem Gewebstransplantatstopfer wird das Einbringen des Schleimhauttransplantats oder der Membran vorgenommen. Der Granulatstopfer mit Zahnung kann verwendet werden, um Knochenmaterial zu verdichten.

The tissue graft plug is used to insert the mucosal graft or membrane. The granulate pluggler with serration can be used to compact bone material.

Le compacteur pour tissu permet de mettre en place le greffon muqueux ou la membrane. Le fouloir à granulat avec denture peut être utilisé pour compacter le matériau osseux.

2500-48 F **F-line**


Bernotti | 17,1 cm



PINK SET FOR MICRO TUNNELING nach Dr. Ana Luisa Bernotti











PINK SET FOR MICRO TUNNELING in accordance to Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING selon Dr. Ana Luisa Bernotti



Set: 10100-44



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-44 Item no. of the set: 10100-44 Set complet ref. 10100-44
PPS 1600 F 	PPS Gingivektomiemesser biegsam PPS Gingivectomy knife malleable PPS Couteaux à gingivectomie malléable	171 mm, 2,0 mm
PPS 1010 F 	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-raspatoire	Bernotti, 171 mm, 3,2 mm, 2,0 mm
PPS 1210 F 	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	Bernotti, 171 mm,
PPS 1701 F 	PPS Mikro Periostum-Extender / Gingiva Retraktor PPS Micro Periostum Extender / Gingiva Retractor PPS Micro extenseur pour périoste / Ecateur gingival	Bernotti, 171 mm, 3,5 mm
1151-30 F 	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	gerade, passend für 1 Klinge straight, suitable for 1 blade droit, pour 1 lame
2500-48 F 	Gewebstransplantatstopfer, fein gezahnt / Granulatstopfer Tissue graft plug, fine serrated Granulate plugger Compacteur pour tissu, denture fine Fouloir a granulat	Bernotti, 171 mm
2302-50 F 	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection à griffe, micro	17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, gerade 17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, straight 17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, droit
2315-70 F 	Naht- und Membranpinzette, mikro Suture and membrane tweezer, micro Pince à suture et à membrane, micro	17,3 cm, l = 1,3 mm, gebogen 17,3 cm, l = 1,3 mm, curved 17,3 cm, l = 1,3 mm, courbée
1086-20 F 	Mikro Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder, Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	17,3 cm, TC, kariert, 1,2 mm, gerade 17,3 cm, TC, checkered, 1,2 mm, straight 17,3 cm, TC, quadrillé, 1,2 mm, droit
9200-80 	GPM CLIP Tray (177,5 x 127,5 x 33,0 mm)	

PPS | Gingivektomiemesser | biegsam

PPS | Gingivectomy knife | malleable
PPS | Couteaux à gingivectomie | malléable




Das Gingivektomiemesser kann durch sein biegbares, scharfes Arbeitseende als Mikroklinge für die Tunneltechnik benutzt werden.



The gingivectomy knife can be used as a micro-blade for the tunnel technique due to its flexible, sharp working end.



Le couteau à gingivectomie peut être utilisé comme une micro-lame pour la technique de tunnellation grâce à son extrémité flexible et vive.

PPS 1600 F 
17,1 cm



PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-raspatoire

Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut suprapariostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosalappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is suprapariostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapariostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

PPS 1010 F 
Bernotti 17,1 cm



PPS | Gingivektomiemesser


PPS | Gingivectomy knife
PPS | Couteaux à gingivectomie

Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitseenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.

Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est émoussé afin de prévenir toute lésion.

F-line SL

PPS 1210 F 
Bernotti 17,1 cm



PINK SET FOR MICRO TUNNELING nach Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING in accordance to Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING selon Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Mikro Periostum-Extender / Gingiva Retraktor

PPS | Micro Periostum Extender / Gingiva Retractor

PPS | Micro extenseur pour périoste / Écarteur gingival



Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße. Das spatelartige Arbeitsteil kann zum Anbringen von Knochenmaterial etc. und gleichzeitig zum Abhalten des Zahnfleisches genutzt werden



The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels. The spatula-shaped working part can be used to attach bone material etc. and at the same time to retract the gingiva.



Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires. L'extrémité en forme de spatule peut servir à appliquer entre autres du matériau osseux et être simultanément utilisé pour rétracter la gencive.

PPS 1701 F	
Bernotti	17,1 cm



Skalpellklingenhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended

Manches de bistouris | simples



1151-30 F	
# 3	15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge
straight, suitable for 1 blade
droit, pour 1 lame

Der runde Skalpellgriff dient für eine exakt zirkuläre Schnittführung.
Our round scalpel blade holder is perfect for precise circular incisions.
Le manche arrondi permet une incision circulaire précise.



Gewebstransplantatstopfer, fein gezahnt | Granulatstopfer

Tissue graft plug, fine serrated | Granulate plugger

Compacteur pour tissu, denture fine | Fouloir à granulat



Mit dem Gewebstransplantatstopfer wird das Einbringen des Schleimhauttransplantats oder der Membran vorgenommen. Der Granulatstopfer mit Zahnung kann verwendet werden, um Knochenmaterial zu verdichten.

The tissue graft plug is used to insert the mucosal graft or membrane. The granulate plugger with serration can be used to compact bone material.

Le compacteur pour tissu permet de mettre en place le greffon muqueux ou la membrane. Le fouloir à granulat avec denture peut être utilisé pour compacter le matériau osseux.

2500-48 F	
Bernotti	17,1 cm




Mikro-Pinzette

Surgical micro-forceps
Micro pince chirurgicales

F-line RS

2302-50 F	F-line
1:2	0,8 mm 17,1 cm

gerade
straight
droit



Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps
Pincettes à suture et à membrane

F-line RS



Eine Nahtpinzette ermöglicht eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Diese Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.



These suture forceps allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.



Cette pince à œillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

2315-70 F	F-line
TEAM-ATLANTA	17,3 cm

1,6 mm



Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie


Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery
Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS

1086-20 F	F-line
Barraquer	1,2 mm 17,1 cm

gerade, mit Kreuzriefung
straight, with cross serration
droit, striure en forme de croix

TC




1,2 mm

Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 6-0



devedmed GmbH

take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
GERMANY 

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0

Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devedmed.de

www.devedmed.de

