



# BLACK EDITION

BLACK EDITION  
BLACK EDITION



Hervorragender Kontrast im Mundraum  
Excellent contrast in the oral cavity  
Excellent contraste en bouche



Reinigungsfreundlichkeit dank glatter, harter Oberfläche  
Improved cleanability thanks to the smooth, hard surface  
Facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et dure



Äußerst kratzfeste Oberfläche  
Highly scratch resistant surface  
Surface extrêmement résistante aux rayures



Blendfreie Sicht – keine störenden Reflexionen  
Glare-free visibility - no disturbing reflections  
Une vision sans éblouissement – pas de reflets gênants



Biokompatible Beschichtung  
Biocompatible coating  
Revêtement biocompatible



Längere Lebensdauer bei geringerem Verschleiß  
Extended lifetime with reduced wear  
Durée de vie prolongée et usure réduite

Durch besonders harte, diamantähnliche Kohlenstoffschichten werden die Instrumente nahezu kratzresistent. Durch die matte Oberfläche ist ein Reflektieren ausgeschlossen und wird ein noch besseres Sichtfeld geschaffen. Mit dem außergewöhnlichen Design schmücken die Instrumente jedes Praxis-Tablett.

The particularly hard diamond-like carbon layers make the instruments virtually scratch-resistant. The matt surface eliminates reflection and creates an even better field of vision. The distinctive design of the instruments makes them highlights on every practice tray.

Grâce à des couches dures en carbone proches du diamant, les instruments sont presque totalement insensibles aux rayures. La surface mate élimine tout risque de reflet et garantit un champ de vision optimal. Avec leur design original, les instruments apportent un touche déco à tout plateau à instruments.



# MUNDSPIEGELGRIFF

MOUTH MIRROR HANDLE  
MANCHE À MIROIR

**2385-00 FBC**



**BLACK edition**


M 2.5 | 132 mm



# MUNDSPIEGEL – RHODIUM BESCHICHTET | PLAN

MOUTH MIRRORS – RHODIUM PLATED | PLANE  
MIROIRS À BOUCHE – REVÊTU DE RHODIUM | PLAN

Art. Nr.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	
<b>2367-22 BC</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>BLACK edition</b>
<b>2367-24 BC</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>BLACK edition</b>
<b>2377-22 BC</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>BLACK edition</b>
<b>2377-24 BC</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>BLACK edition</b>



„SUPERB RETRACT“



„SUPERB“



Die Mikro-Spiegel „BLACKedition“ sind anpassbar.

The micro mirrors „BLACKedition“ are adaptable.

Les micro miroirs „BLACKedition“ sont adaptable.

Ø 3 mm	Ø 5 mm	3 x 6 mm	1 Stück 1 piece 1 pièce
<b>2378-03 BC</b>	<b>2378-05 BC</b>	<b>2378-36 BC</b>	

**BLACK edition**

**BLACK edition**

**BLACK edition**



## WANGENABHALTER

CHEEK RETRACTOR

ECARTEURS DES JOUES

998-25 FBC

F-line

BLACK edition

University of Cawood-Minnesota mod. | 150 mm



Die schwarze Beschichtung und Aussparungen sorgen für optimale Sicht und besseren Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen. Reflexionsfreie, kratzfeste Oberfläche für hohen Kontrast. Besonders hygienisch und schonend für die Schleimhäute durch eine glatte Oberfläche. Ideal für chirurgische Eingriffe, Füllungstherapien und intraorale Scans.

The black coating and cutouts ensure optimal visibility and improved access to hard-to-reach areas. Reflection-free, scratch-resistant surface for high contrast. The smooth surface is particularly hygienic and gentle on mucous membranes. Ideal for surgical procedures, restorative treatments, and intraoral scans.

Le revêtement noir et les découpes assurent une visibilité optimale et un meilleur accès aux zones difficiles d'accès. Surface antireflet et résistante aux rayures pour un contraste élevé. La surface lisse est particulièrement hygiénique et douce pour les muqueuses. Idéal pour les interventions chirurgicales, les traitements restaurateurs et les scans intra-oraux.

## MIKRO-SKALPELLKLINGENHALTER

MICRO SCALPEL BLADE HOLDERS

MANCHES POUR MICRO LAMES

1145-30 FBC

F-line

BLACK edition

150 mm



Griff durch Drehen öffnen, Klinge einschieben  
Open handle by turning, insert the blade  
Tourner la manche pour ouvrir, insérer la lame



Griff schließen > gebrauchsfertig  
Close handle > ready for use  
Fermer la manche > Prêt à l'emploi

Der Drehverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Einsetzen sowie Entfernen der Mikro-Skalpellklingen. Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnitfführung.

The screw cap allows a simple and safe insertion and removal of the micro scalpel blade. Light, rotatable and handy for precise circular incisions.

Le système de verrouillage rotatif permet une insertion et un retrait faciles et sécurisés des lames de micro-scalpel. Facilement maniable pour une incision précise.

## SCHERE FÜR DIE MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

### SCISSOR FOR MINIMALLY INVASIVE SURGERY

### CISEAUX POUR LA CHIRURGIE INVASIVE MINIMISÉE

**1170-65 FBC** **SC** **F-line**

**BLACK edition**

Gomel | 169 mm

Gebogen  
Curved  
Courbés



Diese Scheren verfügen über spitze Arbeitsenden mit einem Super-Cut-Schliff. Sie sind gebogen und wurden speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt. Wie bei unseren minimalinvasiven Nadelhalter eignet sich der runde Griff für flexible Drehbewegungen. Somit sind die Instrumente optimal für die Verwendung beim Arbeiten mit der Lupenbrille oder unter dem Mikroskop.

These scissors have pointed working ends with a Super-Cut finish. They are curved and have been developed especially for minimally invasive surgery. The scissors also offer the possibility of a rotary movement and are ideally suited for working with magnifying glasses or a microscope.

Ces ciseaux ont une partie travaillante très pointue avec un affûtage Super-Cut. Ils sont courbés et ont été spécialement conçus pour la chirurgie invasive minimisée. Comme pour les micro porte-aiguilles, les manches souples sont faciles à tourner et conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.

## MIKRO-RASPATORIUM

### MICRO PERIOSTEAL ELEVATOR

### MICRO-DÉCOLLEUR

**888-B2 FBC**

**F-line**

**BLACK edition**

Buser # 2 | 171 mm

3.0 mm



3.0 mm

## MIKRO-PINZETTE - ATRAUMATISCH

MICRO-FORCEPS - ATRAUMATIC

MICRO PINCE - ATRAUMATIQUE

**2302-62 FBC**



**BLACK edition**

Cooley | 1:2 | 1.3 mm | 171 mm



Atraumatische Mikro-Pinzetten sind ein Kompromiss zwischen den stark fixierenden, jedoch das Gewebe strapazierenden chirurgischen Pinzetten und den weniger gut, jedoch schonend fassenden anatomischen Pinzetten. Die feine Mikroverzahnung verhindert eine Perforation schon bei geringem Druck und ermöglicht somit ein schonenderes Fassen.

Atraumatic micro-forceps offer a compromise between the surgical forceps, which provide a strong grip yet damage tissue, and the less effective anatomical forceps, which however allow a gentle grip. The fine micro teeth prevent perforation and slippage of the tissue even at very slight pressure, thus enabling gentler gripping.

Une Micro-Pince atraumatique est un compromis entre la pince chirurgicale avec une fixation forte, mais avec le risque d'endommager les tissus, et la pince atraumatique avec fixation légère, mais en ménageant les tissus. La denture micro (très fine) empêche, par une légère pression de la pince, une perforation et un glissement des tissus. Cela permet la tenue en douceur.

## NAHT- UND MEMBRANPINZETTEN

SUTURE AND MEMBRANE FORCEPS


PINCETTES À SUTURE ET À MEMBRANE

**2315-50 FBC**



**BLACK edition**

TEAM-ATLANTA | 171 mm



ID = 2.2 mm



Eine Nahtpinzette ermöglicht eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet. Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.

These suture forceps allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously. While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.

Cette pince double, offre un maintien optimal pour suturer et fixer. Le doublement des anneaux assurent un repositionnement précis des tissus mous greffés et évitent toutes déchirures.

## PARODONTOMETER

PERIODONTAL PROBE  
PARODONTOMÈTRE

**2525-10 FBC**



**BLACK edition**

# EX3A/CP15 | 159 mm

1-2-3-...-14-15

Graduiert, nicht kalibriert

Graduated, non-calibrated

Gradué, non calibré



## MIKRO-NADELHALTER

MICRO NEEDLE HOLDER  
PORTE-AIGUILLE MICRO

**1086-21 FBC**



**BLACK edition**

Barraquer | 1.2 mm | 171 mm

Mit Sperre, mit Kreuzriefung

With lock, with cross serration

Avec verrouillage, striure en forme de croix



**TC**



Empfohlen für Fadenstärke: 5-0 – 6-0

Recommended for thread size: 5-0 – 6-0

Recommandé pour fil à suture: 5-0 – 6-0

Basierend auf dem 1086-21 F Modell verfügt der Mikro-Nadelhalter zusätzlich über eine schwarze DLC-Beschichtung. Diese sorgt für eine extrem harte, kratz feste Oberfläche, reduziert Reibung und erleichtert die Reinigung. Dank blendfreier Beschichtung entstehen keine störenden Reflexionen – ideal für Arbeiten mit Lupenbrille. Zudem verbessert der dunkle Farbton den Kontrast im OP-Bereich und sorgt für präzise Sichtverhältnisse.

Based on the 1086-21 F model, the micro needle holder additionally features a black DLC coating. This provides an extremely hard, scratch-resistant surface, reduces friction, and facilitates cleaning. The anti-glare coating eliminates distracting reflections, making it ideal for work with magnifying loupes. Additionally, the dark color enhances contrast in the surgical field and ensures precise visibility conditions.

Basé sur le modèle 1086-21 F, le micro-porte-aiguille dispose en plus d'un revêtement DLC noir. Celui-ci offre une surface extrêmement dure et résistante aux rayures, réduit la friction et facilite le nettoyage. Grâce à son revêtement antireflet, il élimine les reflets gênants, idéal pour le travail avec des lunettes loupes. De plus, sa teinte foncée améliore le contraste dans la zone opératoire et assure des conditions de visibilité précises.

## MICRO SET NACH DR. RABIE & DR. DE LA ROSA

MICRO SET ACC. TO DR. RABIE & DR. DE LA ROSA

MICRO SET SELON DR. RABIE & DR. DE LA ROSA

### 10111-50

**BLACK** edition

Set Contains:

2385-00 FBC  
998-25 FBC  
1145-30 FBC  
1170-65 FBC  
888-B2 FBC  
2302-62 FBC  
2525-10 FBC  
2315-50 FBC  
1086-21 FBC

9100-03  
9900-03  
9900-21  
9900-30  
9900-92  
9900-82



**BLACK** edition

Set 10111-50

## GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM


GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

**BLACK edition**

Mit der BLACK EDITION wird die GES Line optimal erweitert. Durch besonders harte, diamantähnliche Kohlenstoffschichten werden die Zangen nahezu kratzresistent. Durch die matte Oberfläche ist ein Reflektieren ausgeschlossen und wird ein noch besseres Sichtfeld geschaffen. Mit dem außergewöhnlichen Design schmücken die Zangen jedes Instrumenten-Tablett.

The GES Line has been ideally extended with the BLACK EDITION. The particularly hard diamond-like carbon layers make the forceps virtually scratch-resistant. The matt surface eliminates reflection and creates an even better field of vision. The distinctive design of the forceps makes them highlights on every instrument tray.

BLACK EDITION complète idéalement la GES Line. Grâce à des couches dures en carbone proches du diamant, les pinces sont presque totalement insensibles aux rayures. La surface mate élimine tout risque de reflet et garantit un champ de vision optimal. Avec leur design original, les pinces apportent un touche déco à tout plateau à instruments.



## GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION



**1300-34N FBC** *F-line*  
 # 34N 16,5 cm  
 Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne  
 Upper Jaw | Incisors and Cuspids  
 Mandibule Supérieure | Incisives et Canines



**1300-34M FBC** *F-line*  
 # 34M 16,5 cm  
 Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne  
 Upper Jaw | Incisors and Cuspids  
 Mandibule Supérieure | Incisives et canines



**1300-35N FBC** *F-line*  
 # 35N 16,5 cm  
 Oberkiefer | Prämolaren  
 Upper Jaw | Biscuspids  
 Mandibule Supérieure | Prémolaires



**1300-35M FBC** *F-line*  
 # 35M 16,5 cm  
 Oberkiefer | Prämolaren  
 Upper Jaw | Biscuspids  
 Mandibule Supérieure | Prémolaires



**1300-17 FBC** *F-line*  
 # 17 16,5 cm  
 Oberkiefer | rechte Weisheitszähne & Molaren  
 Upper Jaw | right Third Molars and Molars  
 Mandibule Supérieure | à droite Troisièmes  
 Molaires et Molaires



**1300-18 FBC** *F-line*  
 # 18 16,5 cm  
 Oberkiefer | linke Weisheitszähne & Molaren  
 Upper Jaw | left Third Molars and Molars  
 Mandibule Supérieure | à gauche Troisièmes  
 Molaires et Molaires

## GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION

GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM - BLACK EDITION



**1300-36N FBC** *F-line*  
# 36N 15,0 cm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren  
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids  
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires

**1300-36M FBC** *F-line*  
# 36M 15,0 cm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren  
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids  
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires

**1300-13 FBC** *F-line*  
# 13 15,0 cm

Unterkiefer | Prämolaren  
Lower Jaw | Biscuspids  
Mandibule inférieure | Prémolaires



**1300-22 FBC** *F-line*  
# 22 15,0 cm


Unterkiefer | Weisheitszähne und Molaren  
Lower Jaw | Third Molars and Molars  
Mandibule inférieure | Troisièmes Molaires et Molaires

**1300-79 FBC** *F-line*  
# 79 17,0 cm

Unterkiefer | Weisheitszähne  
Lower Jaw | Third Molars  
Mandibule inférieure | Troisièmes Molaires

**1300-67A FBC** *F-line*  
# 67A 18,5 cm

Oberkiefer | Weisheitszähne  
Upper Jaw | Third Molars  
Mandibule Supérieure | Troisièmes Molaires




**devemed GmbH**


take-off GewerbePark 30  
78579 Neuhausen ob Eck  
Germany

Tel: +49 (0) 74 67 - 949 199 0  
info@devemed.de

www.devemed.de  
www.devemed-dental-shop.de



BASIC Catalogue



Instructions for use:  
<https://ifu.devemed.de>

CE | CE 0483

Rev\_05/26

Alle aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen. Bei Produkten höher Klasse I wird über die Kennzeichnung zusätzlich die Kennnummer 0483 unserer Benannten Stelle ausgewiesen. Bei Medizinprodukten, die wir lediglich handeln, finden Sie auf den entsprechenden Seiten jeweils einen Hinweis.

All listed medical devices bear the CE mark. Products above Class I also bear the identification number 0483 of our notified body. Medical devices that we merely distribute are marked accordingly on the relevant pages.

Tous les dispositifs médicaux mentionnés sont munis du marquage CE. Pour les produits de classe supérieure à I, le numéro d'identification 0483 de notre organisme notifié est également indiqué sur le marquage. Pour les dispositifs médicaux que nous commercialisons uniquement, vous trouverez une mention correspondante sur les pages correspondantes.