

RECOMMENDATION OF  
**DR. ALBERTO MISELLI**

## Furkationssonden | doppelendig

Furcation probes | double ended  
Sondes pour furcations | doubles

**F-line SL**

**2525-90 F** **F-line**

CQ-2N Nabers 16,0 cm

3-6-9-12

graduirt, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



## Parodontometer | einendig

Periodontal Probes | single ended  
Sondes parodontales | simples


**F-line SL**

**2525-40 F** **F-line**

CP15 North Carolina 15,6 cm

1-2-3-...-14-15

graduirt, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



## Pinzetten

Tweezers  
Pr celles


**F-line RS**



**2240-20 F** **F-line**

College 17,1 cm

spitz, mit Querriefung  
pointed, with lateral serration  
pointu, striure en forme de transversale



## dev-lux Instrumente


dev-lux instruments  
Instruments dev-lux

**F-line RS**




<b>753-05 F</b>	<b>F-line</b>
gerade straight droits	17,3 cm

Desmotom „Bernard“




<b>753-10 F</b>	<b>F-line</b>
abgewinkelt angulated angulé	17,3 cm

Bereich: distal  
Area: distal  
Zone: distale



<b>753-15 F</b>	<b>F-line</b>
abgewinkelt angulated angulé	17,3 cm

Bereich: mesial  
Area: mesial  
Zone: mesiale



## Skalpellklingenhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended  
Manches de bistouris | simples

**F-line SL**

<b>1151-30 F</b>	<b>F-line</b>
# 3	15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge  
straight, suitable for 1 blade  
droit, pour 1 lame




## Mikro-Skalpellklingenhalter | einendig

Micro scalpel blade holders | single-ended  
Manches pour micro lames | simples

**F-line SL**

<b>1145-40 F</b>	<b>F-line</b>
Mod. 2	13,0 cm

Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnittführung  
Light, rotatable and handy for precise circular incisions.  
Facilement maniable pour une incision précise.



## Mundspiegelgriffe

Mouth mirror handles  
Manches à miroirs

**F-line SL**

**2387-00 F**


**F-line**

M 2,5

15,5 cm

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 

speziell f r Endodontie  
particularly suitable for endodontic  
sp ciale pour endodontie



Die Messskala hilft bei der genauen Definition der Arbeitsl nge der Endodontiespitzen.  
The measuring scale helps to define the working length of the endodontic tips accurately.  
L' chelle de mesure permet de d finir la longueur de la partie travaillante endodontique.

## Mundspiegel – Rhodium Front beschichtet

Mouth mirrors – Front side rhodium plated  
Miroirs   bouche – Devant rev tu de rhodium



Artikel-Nr. Item no. Article-R�f.		� mm	Gr��e Size Taille	Packung Package Paquet
<b>2374-5</b>	plan plane plan	24	5	12



## F llungsinstrumente | Stopfer | Planatoren

Filling instruments | Compactors | Planishers  
Instruments   sculpter | Compacteurs | Aplanisseurs


**F-line SL**

**1790-20 F**

**F-line**

Mortonson

17,3 cm



## Periotome | doppelendig

Periotomes | double ended  
P riotomes | doubles


**F-line RS**

**2500-18 F**

**F-line**


17,3 cm

seitlich abgewinkelt / abgewinkelt  
laterally angled / angled  
angul  / angul 





**devemed GmbH**

take-off GewerbePark 30  
78579 Neuhausen ob Eck  
GERMANY 

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0  
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de  
www.devemed.de



03/23