

RECOMMENDATION OF  
**DR. MUSTAFA GAMEEL**



## Dr. Mustafa Gameel

Cairo | Egypt 

Periodontist, Implantologist,  
Microsurgery specialist



# Curriculum Vitae

**Private practice - Dental Corner - Dr. M. Gameel since 2010**

**Course instructor & trainer for implant diploma**  
Egyptian Ministry of Health

**Course director for advanced implant program**  
Since 2017

**Owner of Dr. M. Gameel Perio & Implant Training Center**  
Cairo, Egypt

**KOL for Vesrah, NeoDent Implants, ROOTT implants, MEDIT IOS**

**International periodontology & implantology speaker**

**Lecturer of periodontology & implantology in 3 different universities in Egypt**

**Fellowship from Egyptian Society of Oral Implantology**

**Doctorate degree in periodontology & implantology**  
Cairo University, Egypt | 2020

**Master degree in periodontology**  
Cairo University, Egypt | 2015




**Graduate of Faculty of Oral & Dental Medicine**  
Cairo University, Egypt | 2010

# SETS nach Dr. Mustafa Gameel

SETS in accordance to Dr. Mustafa Gameel

SETS selon Dr. Mustafa Gameel

## MINIMALLY INVASIVE PPS SET

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description		
<b>PPS 1500 F</b> 	PPS   Gewebetransplantat Stopfer PPS   Tissue graft plugger PPS   Compacteur pour tissu	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	fein gezahnt fine serrated denture fine
<b>PPS 1300 F</b> 	PPS   Mukosalappen Präparator PPS   Mucosal flap preparator PPS   Préparateur pour lambeau muqueux	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	
<b>PPS 1000 F</b> 	PPS   Raspatorium # 1 PPS   Periosteal elevator # 1 PPS   Rugines-décolleur # 1	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	
<b>1145-40 F</b> 	Mikro-Skalpellklingenhalter Micro scalpel blade holders Manches pour micro lames	13,0 cm 13,0 cm 13,0 cm	
<b>1145-900 F</b> 	Mikro-Skalpellklingen # 003 Micro scalpel blades # 003 Micro lames de bistouris # 003	45 mm 45 mm 45 mm	biegbar   steril malleable   sterile malléable   stérile
<b>PPS 1600 F</b> 	PPS   Gingivektomiemesser PPS   Gingivectomy knife PPS   Couteaux à gingivectomie	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	biegbar malleable malléable
<b>PPS 1450 F</b> 	PPS   Gingivektomiemesser # Z3 PPS   Gingivectomy knife # Z3 PPS   Couteaux à gingivectomie # Z3	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	
<b>888-B1 F</b> 	Raspatorium „Buser“ # 1 Periosteal Elevator „Buser“ # 1 Rugines-décolleur „Buser“ # 1	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	
<b>2315-60 F</b> 	Naht- & Membranpinzette „Rabie“ Suture and membrane forceps „Rabie“ Pincettes à suture et à membrane „Rabie“	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	gezahnt serrated dentelés
<b>1086-21 F</b> 	Mikro-Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	17,1 cm 17,1 cm 17,1 cm	gebogen   Kreuzriefung curved   cross serration courbé   striure en forme de croix
<b>1086-10 F</b> 	Mikro-Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	15,0 cm 15,0 cm 15,0 cm	gerade   Kreuzriefung straight   cross serration droit   striure en forme de croix
<b>9100-03</b>	GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm) GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm) GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm)		Mit Haltegriff With handle Avec poignée

## BONE HARVESTING SET

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description		
<b>2800-35 F</b> 	Knochenschaber „Buser“ # 1/3 Bone scraper „Buser“ # 1/3 Ciseau à os „Buser“ # 1/3	17,1 cm   3,0 mm / 5,0 mm 17,1 cm   3,0 mm / 5,0 mm 17,1 cm   3,0 mm / 5,0 mm	
<b>2800-20 F</b> 	Knochenschaber Bone scraper Ciseau à os	15,5 cm   gebogen 15,5 cm   curved 15,5 cm   courbee	
<b>2550-3</b>	Knochenmühle Ø 16 mm Bone mill Ø 16 mm Broyeur d'os Ø 16 mm	17,0 cm   mit Titan Zahnung 17,0 cm   with titanium cutting surface 17,0 cm   avec dents en titane	
<b>2550-50 F</b> 	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowls for bone material Cuvette de mélange pour matériau osseux	22 mm   Ø 38 mm   max. 5 cc 22 mm   Ø 38 mm   max. 5 cc 22 mm   Ø 38 mm   max. 5 cc	
<b>2500-35 F</b> 	Universalinstrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Instrument universel „Biehler“	17,1 cm   Stopfer / Applikator 17,1 cm   Compactor / Applicator 17,1 cm   Compacteur / Applicateur	
<b>SL 9-10 F</b> 	Parodontalfeile # 9-10 Schluger Periodontal file # 9-10 Schluger Limes parodontale # 9-10 Schluger	17,1 cm   gebogen 17,1 cm   curved 17,1 cm   courbe	
<b>SU 1-2 F</b> 	Parodontalfeile # 1S-2S Sugerman Periodontal file # 1S-2S Sugerman Limes parodontale # 1S-2S Sugerman	17,1 cm   Mesial / distal 17,1 cm   Mesial / distal 17,1 cm   Mésial / distale	
<b>9100-03</b>	GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm) GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm) GPM Wash Tray (275 x 87 x 35 mm)	Mit Haltegriff With handle Avec poignée	



SETS ACCORDING TO  
**DR. MUSTAFA GAMEEL**



# MINIMALLY INVASIVE SET nach Dr. Mustafa Gameel

MINIMALLY INVASIVE SET in accordance to Dr. Mustafa Gameel

MINIMALLY INVASIVE SET selon Dr. Mustafa Gameel

## MINIMALLY INVASIVE PPS SET

### Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique

Instrumentes pour technique en tunnel

**F-line SL**

#### PPS 1000 F

PPS # 1 17,1 cm


PPS | Raspatorium  
PPS | Periosteal elevator  
PPS | Rugines-découleur



#### PPS 1300 F

PPS 17,1 cm


PPS | Muskosalappen Präparator  
PPS | Mucosal flap preparer  
PPS | Préparateur lambeau muqueux



#### PPS 1450 F

PPS #Z3 17,1 cm


PPS | Gingivektomiemesser #Z3  
PPS | Gingivectomy knife #Z3  
PPS | Couteaux à gingivectomie #Z3



#### PPS 1500 F

PPS 17,1 cm


PPS | Gewebetransplantat Stopfer  
PPS | Tissue graft plugger  
PPS | Compacteur pour tissue



#### PPS 1600 F

PPS 17,1 cm

PPS | Gingivektomiemesser  
PPS | Gingivectomy knife  
PPS | Couteaux à gingivectomie



### Mikro-Skalpellklingenhalter


Micro scalpel blade holders  
 Manches pour micro lames

**1145-30 F**

**F-line**

Mod. 2

13,0 cm



**F-line** SL

### Mikro-Skalpellklingen

Micro scalpel blades  
 Micro lames de bistouris

**1145-900 F**

**F-line**

# 003

45 mm

biegbar  
 malleable  
 malléable



**F-line** SL

### Raspatorium


Periosteal elevator  
 Rungines-découleur

**888-B1 F**

**F-line**

Buser # 1

17,1 cm



**F-line** SL

### Naht- & Membranpinzette

Suture and membrane forceps  
 Pincettes à suture et à membrane


**2315-60 F**

**F-line**

Rabie

17,1 cm

gezahnt  
 serrated  
 dentelés



**F-line** RS

# MINIMALLY INVASIVE SET nach Dr. Mustafa Gameel

MINIMALLY INVASIVE SET in accordance to Dr. Mustafa Gameel

MINIMALLY INVASIVE SET selon Dr. Mustafa Gameel

## Mikro-Nadelhalter mit Sperre für die minimalinvasive Chirurgie

Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery

Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

**F-line** RS




**1086-21 F**

**F-line**

Barraquer

17,1 cm

Mikronadelhalter | gebogen  
Micro needle holder | curved  
Porte-aiguille micro | courbé



**1086-10 F**

**F-line**

Barraquer

15,0 cm

Mikronadelhalter | gerade  
Micro needle holder | straight  
Porte-aiguille micro | droit

## GPM Clip Tray


GPM Clip Tray

GPM Clip Tray

**9100-03**

275 x 87 x 35 mm

Mit Haltegriff  
With handle  
Avec poignée





# BONE HARVESTING SET nach Dr. Mustafa Gameel

BONE HARVESTING SET in accordance to Dr. Mustafa Gameel

BONE HARVESTING SET selon Dr. Mustafa Gameel

## BONE HARVESTING SET

### Knochenschaber

Bone scraper  
Ciseau à os

**F-line** SL

**2800-35 F**

**F-line**

Buser # 1/3

17,1 cm

Stopfer | Applikator  
Compactor | Applicator  
Compacteur | Applicateur




**2800-20 F**

**F-line**

15,5 cm

gebogen  
curved  
courbee



### Knochenmühle Ø 16 mm

Bone mill Ø 16 mm  
Broyeur d'os Ø 16 mm

für die Gewinnung von autologem Knochen  
for the recovery of autogenous bone  
pour la préparation de l'os autogène

**2550-3**

13,0 cm  
Ø 16 mm

mit Titan Zahnung  
with titanium cutting surface  
avec dents en titans



### Mischdosen für Knochenmaterial

Mixing bowls for bone material  
Cuvette de mélange pour matériau osseux

**F-line** RS



Die massive Ausführung in Edelstahl verhindert ein Wegrutschen oder Umkippen während der Anwendung. Der Deckel verhindert das Austrocknen und Kontaminieren des gewonnenen Materials.



The solide stainless steel design prevents slipping and tilting during application. The lid avoids dehydration and contamination of extracted material.



La conception massive en acier inoxydable prévient tout glissement ou basculement au cours de l'utilisation. Le couvercle prévient le dessèchement et la contamination du matériau prélevé.

**2550-50 F**

**F-line**

20 mm  
Ø 38 mm  
max. 5 cc

massiv, mit Deckel  
solid, with cover  
solide, avec couvercle



Füllhöhe 14,5 mm  
Fill level 14,5 mm  
Hauteur de remplissage 14,5 mm



## Knochapplikation / Universalinstrument

Bone application / universal instrument

Instruments et applicateurs pour l'augmentation / instrument universel

**F-line SL**


**2500-35 F**

**F-line**

Biehler

17,1 cm

Stopfer | Applicator  
Compactor | Applicator  
Compacteur | Applicateur



## Parodontalfeilen

Periodontal files

Limes parodontales

**F-line SL**

**SL 9-10 F**

**F-line**


# 9-10 Schluger

17,1 cm

gebogen  
curved  
courbe

Zur Entfernung von Granulationsgewebe

For removal of granulation tissue  
Pour enlever le tissu de granulation



Zur Entfernung von Granulationsgewebe

For removal of granulosomatous tissue  
Pour enlever le tissu de granulation



**SU 1-2 F**

**F-line**

# 1S-2S Sugerman

17,1 cm

Mesial / distal  
Mesial / distal  
Mésial / distale

## GPM Clip Tray


GPM Clip Tray

GPM Clip Tray

**9100-03**


275 x 87 x 35 mm

Mit Haltegriff  
With handle  
Avec poignée





**devemed GmbH**

take-off GewerbePark 30  
78579 Neuhausen ob Eck  
GERMANY 

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0

Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de  
www.devemed.de



07/22